

STVIN -BESAFE - SETINO VINILE 5,0 gr











UTILIZZO SUGGERITO

I guanti in nitrile della **Linea BESAFE SETINO VINILE** sono dispositivi medici e di protezione individuale monouso non sterili. Morbidi e facili da indossare sono robusti e adatti a lunghi tempi di utilizzo e per diverse finalità. Perfetti per l'utilizzo professionale nel settore **Medicale** (Ospedali, Cliniche e studi Odontoiatrici, Case di Cura, Residenze Protette, Laboratori analisi) e nel **Cleaning**.

Il prodotto è realizzato in stabilimenti certificati ISO 9001 e ISO 13485.





LINEA		BESAFE - SETINO VINILE 5,0 gr
COLORE		TRASPARENTI
REF	REF	V-2 VGPF 1001- 1005
SKU		STVIN
MATERIALE		Pasta di PVC - Il prodotto non contiene Lattice
TAGLIE		S, M, L, XL
TIPO		Guanti monouso, non sterili, senza polvere, ambidestri, dotati di bordino per una migliore vestibilità
CERTIFICAZIONI		DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I (non sterile) EU 2017/745 EU 93/42/EEC EN455- 1, EN455- 2, EN455- 3, EN455- 4 DPI 2016/425 EU III CATEGORIA (non sterile) EN374- 1EN374- 2 EN374- 4 EN374- 5 EN420- EN21420- EN16523- 1
IMPERMABILITA' (Conforme EN- 455- 1)		AQL 1,5
LUGHEZZA TOTALE/TAGLIA (Conforme EN- 455- 2)	EN 455	Taglia XS - Lungh. 240 mm - Largh. 80 mm (+/- 10) - Peso 4,0 gr Taglia S - Lungh. 240 mm - Largh. 85 mm (+/- 10) - Peso 4,5 gr Taglia M - Lungh. 240 mm - Largh. 95 mm (+/- 10) - Peso 5,0 gr Taglia L - Lungh. 240 mm - Largh. 105 mm (+/- 10) - Peso 5,5 gr Taglia XL - Lungh. 240 mm - Largh. 115 mm (+/- 10) - Peso 6,0 gr
CARICO DI ROTTURA (Conforme EN- 455- 2)	EN 455	>=3,6N
POLVERE RESIDUA (Conforme EN- 455- 3)	EN 455	Max.2,0mg/Guanto
SPESSORE		0,08 mm (valore medio)
PERMEAZIONE E DEGRADAZIONE (EN ISO 374- 1:2016+A1:2018)		K - Idrossido di sodio 40% Livello 6 Degradazione % 9,1 P - Hydrogen Peroxide 30% Livello 6 Degradazione % -25,6 TIPO B T - Formaldeide 37% Livello 5 Degradazione % -2,6
EN ISO 374- 5:2016		Adatto per la protezione contro Batteri, Funghi e Virus
CONTATTO ALIMENTARE		Adatti alla manipolazione/contatto breve degli alimenti non di natura Grassa ed Oleosa < 30 minuti, temperatura < 40°C (Reg. 10/2011)
CONFEZIONAMENTO SCADENZA CONSERVAZIONE SMALTIMENTO		Scatole dispenser da 100 pezzi in cartoni da 10 scatole Conservare i guanti nella confezione di vendita, in luogo asciutto, protetto dalla luce del sole e da fonti di calore. La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione, ed è valida per prodotti debitamente conservati. Smaltire secondo le vigenti normative